

PRODUKTBLAD

**Brännskadekompresser**

Brännskadekompresser är indränkta med en gelé bestående av vätskor och oljor som är bakterie-hämmande och har en kylande och lindrande effekt.

Förbanden är godkända av läkemedelsverket för användning på brännskador. De är lätta att använda och har så god effekt att de används såväl inom sjukvården och räddningstjänsten som inom industrin och hemma på fritiden.

Kompressen är tillverkad i polyesterskum med öppna celler, s k non-woven material som inte släpper trådar eller andra rester som kan fastna i såret.

Kompresserna finns i olika storlekar. Den finns också en fickförpackning komplett med gasbinda. Gelén kan också köpas i separat förpackning utan kompress.

Främsta fördelarna med brännskadekompresser:

- Kylar skadan
- Lindrar smärtan
- Förhindrar utbredning av skadan
- Minskar blåsbildning och svullnad
- Skyddar mot infektion
- Mjukar upp förkolnade vävnader och fastbrända klädrester
- Snabbare läkning - eftersom kompressen läggs på skadan under en vanlig gasbinda kan man vid mindre brännskador återgå i arbete omedelbart istället för långvarig kylning med vatten. Vid större skador kan en snabb första insats minska sjukskrivningstiden.



Brännskador är mycket smärtsamma och tar lång tid att läka.

Brännskadeförband kyler snabbt och effektivt ner en skada. De lindrar smärtan och förhindrar att skadan sprider sig i vävnader runt såret.

För arbetsplatser där brännskaderisken är stor finns en praktisk brännskadelåda utrustad med bl a kompresser i olika storlekar. I sortimentet finns även brännskadefiltar som används för att täcka större ytor.

Brännskadefilt

Brännskadefiltar används för att täcka större brännskador. De svalkar snabbt ned skadestället och transporterar bort värmen. Risken för blåsbildning minskar väsentligt. Filtarna kan också användas som fysiskt skydd mot brand, hetta och rök.

Filten finns i två olika storlekar, den mindre filtens är tillverkad av polyesterskum och den större är tillverkad i ull. Materialet är framtaget för att kunna absorbera stora mängder gelé.

Brännskadelåda

Brännskadelådan är tillverkad av hårdplåt och innehåller brännskadekompresser i olika storlekar samt gasbindor.

Lådan är lämplig för räddningstjänst, smältverk och andra arbetsplatser där brännskaderisken är stor.

**Tekniska data****Brännskadekompresser och plåster**

Typ	Storlek	Artikel nr
Brännskadekompress med gel	5 x 5 cm	18-7024-50
	10 x 10 cm	18-7024-52
	20 x 20 cm	18-7024-53
	30 x 30 cm	18-7024-59
Burn Gel Dressing	10 x 10 cm	18-7024-64
Burn Cover plåster		18-7024-66

Brännskadegel

Typ	Storlek	Artikel nr
Brännskadegel 25 st engångspåsar	3,5 gram	18-7024-45
Burn Gel flaska	125 ml	18-7024-46
Burn Gel sprayflaska	50 ml	18-7024-65

Brännskadefilt

Typ	Storlek	Artikel nr
Filt i låda	100 x 100 cm	18-7024-72
Filt i låda	100 x 200 cm	18-7024-74

Brännskadelåda 40 x 27 x 13,5 cm

Innehåll	Artikel nr
1 st brännskadekompress 30x30 cm	18-7024-70
2 st brännskadekompress 20x20 cm	
2 st brännskadekompress 10x10 cm	
2 st brännskadekompress 5x15 cm	
2 st brännskadekompress 5x5 cm	
10 st fixerbindor	
Hållare för väggmontage	

Att tänka på

Brännskadekompresser skall inte användas på kemiska frätskador. Kemikalier måste sköljas bort. Orsaken är att brännskadekompressen kapslar in kemikalierna på huden och förvärrar skadan.

Brännskadekompresser används på mindre hudytor under upp till en dag. Används de längre tid på större hudytor eller på hela kroppen blir nedkylningen för kraftig vilket i sin tur kan leda till chocktillstånd. Kontakta alltid läkare vid större brännskador.